

Aplicación HFX: Lista de compatibilidades



HFxiQ™

La siguiente lista contiene los teléfonos Apple iPhone y versiones admitidas de OS que son compatibles con la aplicación HFX:

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2nd Gen
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Mini*
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 3rd Gen
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max



Versiones de iOS compatibles

- 15, 16, 17

Memoria mínima disponible (MB)

- 500



Información adicional

- Si su dispositivo no aparece en esta página, significa que no funciona con la aplicación HFX.
- La aplicación HFX no es compatible con dispositivos iPad o iPod.
- Si usted usa un iPhone 13 mini, manténgalo a 2 metros (6 pies y medio) de su dispositivo HFX iQ cuando use la aplicación HFX. De esa manera se garantizará que la conexión entre los dos dispositivos sea lo suficientemente potente como para que su sistema funcione correctamente.



Neuro Corp.
1800 Bridge Parkway Redwood City, CA 94065
1.650.251.0005 • 1.888.956.3876

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, el logotipo de HF10, 10 kHz Therapy, HFX, el logotipo de HFX, HFX iQ, el logotipo de HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT, el logotipo de HFX Connect, HFX ACCESS, el logotipo de HFX Access, HFX COACH, el logotipo de HFX Coach, HFX CLOUD, el logotipo de HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, el logotipo de X, NEVRO y el logotipo de NEVRO son marcas comerciales o registradas de Neuro Corp.

© 2024 Neuro Corp. Reservados todos los derechos.

ML-00031-SPA Rev. E
S001716 V1.0